

Протокол
г. _____
«_____» _____
«_____» _____

Фотографии медицинского изделия
«Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой
«ДИАКОМ-ТС»,
производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой
«ДИАКОМ-ТС»,
производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

Процедурная



Генератор

Стол-штатив поворотный

Педаль включения
флюороскопии

Пультовая



Консоль управления
стола-штатива



АРМ лаборанта (АРМ врача)

Педаль включения
флюороскопии






[Handwritten signature]

Стол-штатив поворотный телеуправляемый Космос-Д, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия

Информация получена с официального

сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.gov.ru



Handwritten signature in blue ink.

Стол-штатив поворотный телеуправляемый D²RS, производства STEPHANIX,
Франция



Консоль управления стола - штатива, производства STERHANIX, Франция



Консоль управления стола - штатива, производства ООО «Севкав рентген-Д»,
Россия

Handwritten signature



- Дистанционный ИК-пульт управления стола-штатива, производства STERHANIX, Франция, или ООО «Севкав рентген-Д», Россия

На фото представлен Дистанционный ИК-пульт управления стола-штатива, производства STERHANIX

[Handwritten signature]



Педаль включения флюороскопии, производства STERHANIX, Франция

Handwritten signature in blue ink.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
szdravnadzor.gov.ru



[Handwritten signature]

Педаль включения флюороскопии, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия



Рентгеновское питающее устройство (РПУ) SHFR 600 или SHFR 800, производства Sedecal S.A., Испания



[Handwritten signature]

Рентгеновское питающее устройство (РПУ) EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR,
производства EMD Technologies Company, Канада



Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RTM101HS, или RTM782H, или RTM782HS, или RTC700HS, производства I.A.E. S.p.A., Италия

На фото представлен излучатель с рентгеновской трубкой RTM101HS



В.Г. Минин

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7876X, или E7884X, или E7886X, или E7892X, или E7895X, производства Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

На фото представлен излучатель с рентгеновской трубкой E7895X



[Handwritten signature]

Комплект (пара) высоковольтных кабелей с наконечниками длиной 9 или 10 или 12 или 14 или 16 или 18 или 20 метров, производства Claymount, США.

На фото представлен комплект (пара) высоковольтных кабелей с наконечниками длиной 12 метров



Ионизационная камера (может комплектоваться управляющим кабелем) серии SSMC, производства Claymount, США

На фото представлена ионизационная камера (с управляющим кабелем)
SSMC 601(XB3)

Handwritten signature in blue ink.



Коллиматор с автоматическим управлением для поворотного стола-штатива серии R255, производства Raleco S.r.l, Италия

На фото представлен Коллиматор с автоматическим управлением для поворотного стола-штатива

ДК

Информация получена с официального


Федеральной службы по надзору в сфере

www.gosdravnadzor.gov.ru



Handwritten signature in blue ink.

Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства Healthcare Co.,
Республика Корея



Детектор цифровой плоскопанельный динамический Pixium RF4343 или RF4343FL
производства THALES ELECTRON DEVICES, Франция

На фото представлен детектор цифровой плоскопанельный динамический Pixium
RF4343FL



Медицинская рабочая станция Севкав рентген-Д, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия

[Handwritten signature]



Медицинская рабочая станция МТ, производства ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия

[Handwritten signature]



Монитор ЖК, базовый, с диагональю от 17 до 30 дюймов
NEC, или DELL, или Samsung
производства NEC, Тайвань (Китай), или DELL, Китай,
или Samsung, Республика Корея
На фото представлен Монитор ЖК NEC

Б.В. Куликов



Handwritten signature in blue ink.

Монитор ЖК с разрешением 2 или 3 Мп, с диагональю от 17 до 30 дюймов
Kostec, или NDS, или NEC, или EIZO, производства Kostec, Республика Корея,
или NDS, США, или NEC, Япония, или EIZO, Япония

На фото представлен монитор ЖК NEC



Программный пакет "Диспо",
производства ООО "Лаборатория Инноваций
МТ", Россия



Handwritten signature in blue ink.

Программный модуль
"Многосрезовая линейная томография",
производства ООО "Лаборатория Инноваций МТ", Россия



Handwritten signature

Программный модуль "Мультиэнергия",
производства ООО "Лаборатория Инноваций МТ", Россия



Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур ДРК-1,
производства ООО НПП «Доза», Россия

[Handwritten signature]



Handwritten signature

Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серия
VacuDAP System, производства VacuTec Messtechnik GmbH, Германия



Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений
«Horizon», производства Codonics Inc., США

Р.Д. Давыдов



Р.Т.С.

Камера лазерная мультiformатная медицинская с принадлежностями DRYPRO, производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония



Handwritten signature in blue ink.

Стойка снимков СС-А, или СС-АП, или СС-Д, или СС-ДП, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия

На фото представлена Стойка снимков СС-ДП

М.П.И.



Стойка под консоль управления (РПУ или стола), производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия



Носители пленочные для термической печати диагностических медицинских изображений Direct Vista, производства Codonics, Inc, США

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.rosnadzor.gov.ru



М.В.С.

Носители бумажные для термической печати диагностических медицинских изображений Direct Vista, производства Codonics, Inc, США



Handwritten signature in blue ink.

Комплект средств индивидуальной радиационной защиты:
воротник защитный (0,5Рb); шапочка защитная (0,35Рb); очки защитные (0,15Рb);
перчатки защитные и др., производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdraznadzor.gov.ru



[Handwritten signature]

Рентгенозащитное стекло/окно, производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.gov.ru



В.Д.М.

Стойка монитора, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

Информация получена с официального сайта



В.Т.Смирнов

Крепление детское универсальное, производства ИП Давлетов Д.Я., Россия

лист

от « .. » 2016г.



Генеральный директор
ООО «Севкавментген-Д»

[Handwritten signature]

Б.З.Хуштов

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.gov.ru