


Фотографические изображения

1.1. Система рентгеновская, дендральная панорамная, цефалометрическая и томографическая New Tom GIANO HR, в составе, с принадлежностями




Основные компоненты

- 1 - Детектор конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), встроенный
- 2 - Датчик Pan Sensor для системы New Tom GIANO HR (PAN SENSOR), двухмерный датчик для панорамных изображений
- 3 - Краниостат*
- 4 - Пульт управления*
- 5 - Штатив телерентгенографический с цефалоислом (свободный или привинченный)
- 6 - Датчик Pan-Ceph Sensor для системы New Tom GIANO HR (PAN - CEPH SENSOR), двухмерный датчик для телерентгенографических обследований
- 7 - Блок указателей лазерного позиционирования пациента*
- 8 - Источник рентгеновского излучения
- 9 - Колонна телескопическая
- 10 - Цефалостат
- 11 - Подручье для поддержки пациента

*Позиции 1, 3, 4 детально показаны на следующей странице

1.2. Детектор КЛЖС, Пульт управления, краниостат системы рентгеновской депрессивной
экстоламной, пейнаноэстрической и томографической New Tom GIANO HR




2. Датчик Pan Sensor для системы New Tom GiANO HR (PAN SENSOR)




3. Датчик Pan-Ceph Sensor для системы системы New Tom GiANO HR (PAN - CEPH SENSOR)



4. Штатив телерадиографический с цефалометром, правосторонний (RIGHT
THIRADIOGRAPHY ARM)





6. Упор для подборка моторизованный для модернизации (MOTORIZED UPGRADE CHINREST)



7. Основание напольное для базового блока, стандартное (STANDARD FREESTANDING BASE)



8. Основание напольное для базового блока, «EASY-ACCESS» (EASY-ACCESS
FREESTANDING BASE)





9. Комплект пользовательской документации системы New Tom GiANO HR:
- USB-Носитель с Руководством пользователя в электронном виде;
 - USB-Носитель с программным обеспечением iRYS и Лицензией пользователя.

USB-Носитель с Руководством
пользователя в электронном виде



USB-Носитель с программным
обеспечением iRYS и Лицензией
пользователя.





Информация

Сохранения

12. Выносная кнопка экспозиции (REMOTE X-RAY BUTTON)



13. Кнопка аварийной остановки (EMERGENCY BUTTON).




14. Крепление угловое 45° для монтажа системы (45° ANGULAR BRACKET)




15. Крепление дополнительное для монтажа системы (ADDITIONAL BRACKET)






17. Пластина для поддержки запястья (X-RAY WRIST SUPPORT)



Пластина для поддержки запястья
(X-RAY WRIST SUPPORT)

18. Кожух цефалостата внешний, в сборе, белого цвета (POCKET-NO CONS.PAN WHITE, VERS)
(при необходимости)




Кожух цефалостата в сборе


19. Комплект внешних кожухов нефтянотата (POCKET-NO CONS.PAN V1(RS.) (при
необходимости)

Комплект внешних
кожухов нефтянотата


20. Кожух цефалюстага вышгий, в сборе, белогa цвета (POCKET-NO CONS.PAN/СЕРПІ WHITE VERS), (при необходимости).



Кожух цефалюстага
внешний, в сборе



Комплект внешних
кожных дефлекторов



23. Упор для подбородка моторизованный, в сборе (MOBILE CHINREST).






Информация по


Федерально

www.goszdravnadzor.gov.ru


25. Кабель соединительный, 5 м.







28. Позиционер для цефалостата



29. Фантом CB3D для контроля качества (CB3D QUALITY CONTROL)





31. Стул для пациента (NEW TOM PATIENT SEAT)






33. Монитор BARCO, размер экрана 22 дюйма (LCD 22" BARCO MONITOR)






Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения

roszdravnadzor.gov.ru



36. Подиаметрический позиционер для дефляпостига с 10 нисадками, 2 шт. (LONG STICKS FOR CERH VERS.)



Принадлежности

1. USB-Носитель с Лицензией на одного пользователя (USB DONGLE ADDIT. SINGLE USER)
(при необходимости).




Следующие позиции выглядят одинаково:

2. USB-Носитель с Лицензией на 5 пользователей (MULTI USER DONGLE 5 USER) (при необходимости).
3. USB-Носитель с Лицензией на 10 пользователей (MULTI USER DONGLE 10 USER) (при необходимости).
4. USB-Носитель с Лицензией на двадцать 25 пользователей (MULTI USER DONGLE 25 USER) (при необходимости).
5. USB-Носитель с Лицензией на 50 пользователей (MULTI USER DONGLE 50 USER) (при необходимости).
6. USB-Носитель с Лицензией на 250 пользователей (MULTI USER DONGLE 250 USER) (при необходимости).



7. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CONST. - PAN WHITE), (при необходимости):


- сенсорная панель;
- кожухи внешние белого цвета, 2 шт.



кожухи внешние белого цвета


сенсорная
панель

8. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CONST. - PAN), (при необходимости):
- сенсорная панель;
 - кожухи пластиковые, 2 шт.




9. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CONS. + PAN/CERN WHITE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кобуха внеплате белого цвета, 2 шт.




14). Набор для модернизации системы в космике (FULL T.CONSL - PAN/СЕРН GLICINE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожуки внешние, 2 шт.




1. Комплект для модернизации цефалостата, белого цвета (WHITE CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата



12. Комплект для модернизации цефалостата, сиропного пзета (GILCINI: CERPILPGRADT: KPI), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата



13. Комплект для модернизации с сенсорной консолью, цвет белый (FULL TOUCH CONSOLE - PAN WHITE) (при необходимости).



14. Комплект для модернизации с сенсорной консолью (FULL TOUCH CONSOLE - PAN GLICI)
(при необходимости).




15. Комплект для модернизации системы с 2D до 3D (UPGRADE FROM 2D TO 3D VERS.) в составе, (при необходимости):

- 3D панель;
- Коллиматор;
- Наклейка;
- винты (не более 10 штук)
- плата управления;
- вставка металлическая.



16. Полный комплект для модернизации цефалостата (CEPH READY COMPLETION KIT) в составе, (при необходимости):

- плата управления;
- вставка металлическая;
- болты крепежные (10 шт);
- блок сопряжения;
- кабель соединительный.




17. Комплект для модернизации функции CB3D (CB3D COMPLETION KIT) в составе (при необходимости):


- крышка пластиковая;
- опорная стойка краностата;
- крепёж;
- вставка металлическая;
- электродвигатель;
- вставка металлическая;
- кабель соединительный;
- 3D сенсор;
- наклейка.




18. Насадки угловые однообразные для нефтянотата (не более 40 штук) (при необходимости).



19. Чехлы гигиенические для туалетной бумаги, не более 500 шт. (при необходимости).



20. Вставка полимерная для припусковой вышки, не более 200 г.г. (при необходимости).



21. Вставки для краниостата (HEADREST CUSHION INSERTS), не более 10 шт. (при необходимости).





/Данные позиции представляют собой гиперссылки на объект, расположенный на сервере компании CEFLA S.C.:


35. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 10x8 (BASIC 3D FUNCTION UP TO 10X8) (при необходимости).
36. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 13x16 (ADV 3D FUNCT. UP TO 13X16) (при необходимости).
37. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 16x18 (3D MAX FUNCT. UP TO 16X18) (при необходимости).
38. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией пакета XP (XP PACK LIC. FOR ADDIT.FOV) (при необходимости).
39. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией 3D MAR (3D MAR LICENSE (METAL ART.RED.) (при необходимости).
40. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide (REALGUIDE DESIGN LICENCE) (при необходимости).
41. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide PRO (REALGUIDE PRO LICENCE) (при необходимости).
42. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DLVA на 1 год (DLVA LICENCE - 1 YEAR) (при необходимости).
43. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DLVA на 3 года (DLVA LICENCE - 3 YEARS) (при необходимости).
44. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DLVA на 4 года (DLVA LICENCE - 4 YEARS) (при необходимости).
45. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DLVA на 5 лет (DLVA LICENCE - 5 YEARS) (при необходимости).

46. Комплект для модернизации консоли (FULL TOUCH CONSOLE COMPLET. KIT), в составе, (при необходимости):

- плата электронная
- чувствительный элемент
- блок перемещения



47. Краниостат (Craniostat) (при необходимости).



ПРИЛОЖЕНИЕ «А» к фотографическим изображениям
1. Места нанесения основной маркировки изделия



- 1 - Табличка датчика PAN
2 - Таблички предупреждения и опасности лазера
3 - Табличка датчика КЛКТ
4 - Табличка генератора
5 - Табличка штатива СЕРН
6 - Идентификационная табличка датчика СЕРН
7 - Табличка предупреждения и DHHS
8 - Главная табличка

Отображение основной маркировки изделия и мест(а) нанесения основной маркировки



Отображение маркировки излучателя



Отображение кнопки аварийного отключения:



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdravnadzor.gov.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdraznauzor.gov.ru

Прошнуровано,
пронумеровано
63 лист(ов)

Ген. директор ООО Зенит Р.С.
Аладина Е.А.

