

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов «Экспресс-тест для полуколичественного определения прокальцитонина методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и плазме крови человека «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-006-44090553-2021






Фотографическое изображение 3. Состав Набора реагентов «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА», серия LPPZ21G01, комплект №1




Фотографическое изображение 4. Состав Набора реагентов «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА», серия LPPZ21G01, комплект №1







Фотографическое изображение 7. Состав Набора реагентов «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА», серия LPPZ21G01, комплект №2



Фотографическое изображение 8. Состав Набора реагентов «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА», серия LPPZ21G01, комплект №2



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

9 лист (ов)

Подпись Жимбиев А.Ц.



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «РАПИД БИО»

А.Н. Жимбиев



2022 г.

Образцы маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

«Экспресс-тест для полуколичественного определения прокальцитонина методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и плазме крови человека «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА» для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-006-44090553-2021

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdrazhnadzor.gov.ru

1. Макет маркировки основной этикетки для вариантов комплектации 1 и 2:

Комплект №1:

 Rapid Bio реактивы и тест-системы		НАБОР РЕАГЕНТОВ Экспресс-тест для полуколичественного определения прокальцитонина методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и плазме крови человека «РАПИД-Прокальцитонин-ИХА» для диагностики <i>in vitro</i> , в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-44090553-2021	
		Комплект №1	CONT REF
Состав набора:			
Тест-кассета для определения прокальцитонина	20 шт./pcs.	ТЕСТ	LPP101
Контрольная карта	20 шт./pcs.		
Инструкция по применению	1 шт./pcs.		
Для профессионального применения!			
«РАПИД-Прокальцитонин-ИХА»			
LOT LPPZ21G01 REF LPP100 MD +2°C/+30°C Σ 20			
 2021-07  2023-07 Годен до      			
ФОНД ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ 	Производитель: ООО «РАПИД БИО» 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 182		
	ТУ 21.20.23-006-44090553-2021 РУ № _____ от _____ ООО «РАПИД БИО», 670017, РФ, Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4 Офис: 121205, Москва, Территория инновационного центра "Сколково", ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 182 Тел: +7 (495) 105-98-16 www.rapidbio.ru , info@rapidbio.ru		

Комплект №2:



НАБОР РЕАГЕНТОВ

Экспресс-тест для полуколичественного определения прокальцитонина методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и плазме крови человека

«РАПИД-Прокальцитонин-ИХА»

для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения

по ТУ 21.20.23-006-44090553-2021

Комплект №2

CONT

REF

Состав набора:

Тест-кассета для определения прокальцитонина	50 шт./pcs.	ТЕСТ	LPP101
Контрольная карта	50 шт./pcs.		
Инструкция по применению	1 шт./pcs.		

Для профессионального применения!

«РАПИД-Прокальцитонин-ИХА»

LOT

LPPZ21G01

REF

LPP100

IVD

$+2^{\circ}\text{C}$ / $+30^{\circ}\text{C}$

$\Sigma 50$


 2021-07
 Годен до


 2023-07














 Сколково

Производитель: ООО «РАПИД БИО» 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 182

ТУ 21.20.23-006-44090553-2021 РУ № _____ от _____

ООО «РАПИД БИО», 670017, Рф. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4
 Офис: 121205, Москва, Территория инновационного центра "Сколково", ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 182
 Тел. +7 (495) 105-99-16
www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

2. Макет маркировки тест-картриджа для определения прокальцитонина



РАПИД-Прокальцитонин-ИХА

ТЕСТ Тест-кассета для определения прокальцитонина

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

REF

LPP101

LOT

LPPZ21G01

IVD

$+2^{\circ}\text{C}$ / $+30^{\circ}\text{C}$


 Сколково


 2021-07


 2023-07







Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 ЛИСТ (ов)

Подпись _____ Жимбиев А.Ц.

М.П.



www.goszdravnadzor.gov.ru