

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «САНА»

В.И. Ашурков

2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АРА-5 ТУ 26.60.11-001-24555033-2018

ПРОИЗВОДСТВА ООО «САНА»

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdravnadzor.gov.ru](http://www.goszdravnadzor.gov.ru)

**Наименование изделия**

Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5 МФРС.941212.001



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.roszdravnadzor.gov.ru](http://www.roszdravnadzor.gov.ru)

**Наименование изделия**

Устройство включения МФРС.468377.001



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)

**Наименование изделия**

Провод заземления МФРС.941212.001.0010



Информация размещена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)

**Наименование изделия**

Транспортная упаковка МФРС.323459.001



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdravnadzor.gov.ru](http://www.goszdravnadzor.gov.ru)

**Наименование изделия**

Стойка для крепления кассеты МФРС.943229.001



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdramadzor.gov.ru](http://www.goszdramadzor.gov.ru)

## Наименование изделия

Подъемное шасси для реанимационных и операционных отделений МФРС.942814.001



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)

**Наименование изделия**

Аппарат цифровой радиографии Аэро ДР (AeroDR), вариант исполнения Р-2  
РУ № РЗН 2018/7682



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)

Наименование изделия

Макет маркировки на Аппарате рентгеновском передвижном АРА-5

Аппарат рентгеновский передвижной  
АРА-5

ТУ 26.6011-001-24555033-2018

IP20, Класс 1, Тип В, 220В, 50/60 Гц

кратковр. - 3.5 кВт, Рпродолж. - 100 Вт



ООО "САНА", РОССИЯ  
г.БЕРДСК, 05.2018

SN

0003



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.gosdramnadzor.gov.ru](http://www.gosdramnadzor.gov.ru)

Директор ООО «САНА»

В. И. Анурков

«20» января 2020 г.

Дополнение к фотографическим изображениям медицинского изделия  
«Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5, ТУ 26.60.11-001-24555033-2018».

1. Произведена замена маркировки на Аппарате и его частях:

1.1. Маркировка медицинского изделия «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5».  
Наклейка на колонне Аппарата.



1.2 Маркировка рентгеновского питающего устройства медицинского изделия «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на кожухе РПУ.



1.3. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на основе полиэстера на транспортной упаковке.



1.4. Предупреждающая маркировка «Берегите руки. Остерегайтесь защемления» на медицинском изделии «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейки на колонне и газовых пружинах (4 шт., по 2 шт. с каждой стороны).



1.5. Маркировка излучателя рентгеновского на медицинском изделии «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на кожухе излучателя рентгеновского.




1.6. Маркировка выходной диафрагмы на медицинском изделии «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на кожухе выходной диафрагмы.




2. Дополнительно нанесена маркировка на Аппарате и его частях:


2.1. Маркировка кнопки включения устройства светового указателя поля на медицинском изделии «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на кожухе выходной диафрагмы.



2.2. Маркировка крайних положений ручек управления шторками выходной диафрагмы на медицинском изделии «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на на кожухе выходной диафрагмы.



2.3. Маркировка указателя положения рукоятки механизма вертикального перемещения консоли на медицинском изделии «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на поверхности рукоятки.



2.4. Маркировка устройства включения медицинского изделия «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на корпусе устройства включения.



2.5 Маркировка кнопки снимков устройства включения медицинского изделия «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на лицевой панели устройства включения.



2.6 Маркировка устройства управления медицинского изделия «Аппарат рентгеновский передвижной АРА-5». Наклейка на задней панели устройства управления.





Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdravnadzor.gov.ru](http://www.goszdravnadzor.gov.ru)